



NORTH AMERICAN SCHOOL OF PODOLOGY



Instrumentes spécialisés
Pour les professionnels en soins des pieds

COSMECOR
COSMECOR
©

Distributeur autorisé et exclusif

www.cosmecor.ca – info-clients@cosmecor.ca – 450-471-5820

Instruments spécialisés

Fabriqués exclusivement pour NASP et en respect des normes de qualité de la North American School of Podology™, les Instruments NASP sont fabriqués en Allemagne à Sollingen ville mondialement réputée pour son acier inoxydable. NASP a pour mission de fournir des instruments faits à la main, de très haute qualité pour leur précision, leur performance, leur longévité, leur fiabilité et ce, sans compromis. Fabriqués dans des installations ultra modernes utilisant des technologies à la fine pointe, intégrant une grande capacité de développement, les experts en instruments inspectent chaque instrument utilisant une liste de 31 vérifications de contrôle garantissant la qualité et la durabilité.

Nos instruments sont de qualité podiatrice (grade chirurgical). Avec un choix de plus de 10 pièces, les Instruments NASP proposent des coupes ongles et pinces, réducteurs de cors, des curettes simple ou double, des lames et des limes. Avec une garantie à vie* sur le fonctionnement et contre les défauts de fabrication les Instruments de Pédicure NASP sont un investissement rentable pour tous les spécialistes en soins des pieds.

Ils peuvent être chimiquement stérilisés, en autoclave ou à sec sans les endommager. Cependant, vous devez en prendre soin et les manipuler correctement. Les instruments devraient être nettoyés selon les normes, désinfectés ou stérilisés, séchés et rangés d'une façon appropriée. NASP ne recommande pas d'immerger les outils dans des désinfectants et stérilisants chimique qui ne contiennent pas d'inhibiteurs de rouille (AHP non recommandé).

Nettoyer – Désinfecter - Stériliser

1. Nettoyez les instruments avec une brosse douce et un agent de surface dans l'eau froide.
2. Bien rincer et sécher
3. Immerger dans le désinfectant ou stérilisant chimique selon le temps de contact approprié ou placer dans l'autoclave ou à sec pour le temps de contact approprié.
4. Après l'immersion dans le désinfectant ou stérilisant chimique, rincer les instruments dans l'eau froide
5. Bien assécher les instruments particulièrement dans les zones à charnière.
6. Ranger dans un endroit sec et propre.

*À tous les 2-3 mois, huiler les charnières avec du lubrifiant pour instruments ou du lait chirurgical



Coupe ongles & pinces



NASP 209
Pince à ongles
Mors Concave 14 cm

Contrôle la coupe des ongles d'orteils, excelle pour couper les ongles épais, sécuritaire



NASP 214
Pince
Côté plat avec mors de 15cm
Ongles, peaux et rebords

Sécuritaire



NASP 215
Pince - Ciseaux
Côté plat avec mors de 10cm
Ongles, peaux et rebords

Sécuritaire

Lime plane professionnelle



FINOX
Lime en acier inoxydable double côté

Cette lime en acier inoxydable de qualité est multidirectionnelle ne déchire pas et ne blesse pas la peau et est sécuritaire

Instrumentes excavateurs



NASP 357
Simple

Curettes excavatrices.
Petite tête lisse qui se nettoie facilement et facilite l'accès à des zones restreintes.



NASP 410
Double



NASP 311
Gouge

Embout en une pièce
Précision pour la réduction de cors (non-invasif)



NASP 364
Lime ongles

Tête étroite pour retirer les bords tranchants et les débris des sillons unguéaux



NASP 236
Réducteur callosités

Tête à position angulaire pour la réduction sécuritaire de l'accumulation excessive de

Kits d'instruments professionnels NASP



KIT DE BASE



KIT PRO

Les instruments peuvent aussi être achetés séparément

Fraises

Les Fraises NASP sont fabriqués en Allemagne et sont destinées aux pédicures médicales, aux podiatres et aux podologues. Toutes les fraises NASP sont construites selon les normes applicables aux instruments médicaux européens (Allemagne) utilisant un acier inoxydable de grande qualité pour les tiges, les fraises qualité diamant, carbure de tungstène et corindon. Elles sont fabriquées à la main utilisant les dernières technologies de pointe pour la précision, la performance, la longévité et la qualité. L'utilisation de l'acier inoxydable assure une protection anti-rouille optimale pour les tiges. Le cran de diamant est assemblé galvaniquement pour une qualité durable. Toutes les Fraises sont de catégorie chirurgicale et sécuritaire pour les bains ultrasons, les fours à sec, les autoclaves et les désinfectants chimiques.

Recommandations de sécurité :

- Ranger dans un endroit sec et propre
- Insérer de façon appropriée dans la machine
- Assurez-vous que la vitesse nécessaire est atteinte avant d'utiliser les Fraises sur la peau ou les ongles
- Utilisez la vitesse rotative maximale recommandée pour chaque Fraise
- Les fraises devraient être utilisées conformément à l'usage prévu
- Portez l'équipement de protection nécessaire tel que : le masque et lunette de sécurité
- N'utilisez pas les Fraises endommagées- jeter et remplacer immédiatement.

Recommandations sur l'hygiène :

- Nettoyez les débris avec la brosse douce et un agent de surface sous l'eau courante
- Vous pouvez les mettre dans un bain ultrason
- Les instruments ne doivent pas entrer en contact entre eux pendant la désinfection ou la stérilisation
- AHP non recommandé
- S'assurer que les Fraises soient séchées avec une serviette douce
- La stérilisation à l'autoclave ou le four est recommandé
- Assurez-vous d'avoir un boîtier de rangement approprié pour la stérilisation
- Garder les instruments dans la position verticale pour une approche optimale



Fraises spécialisées pour les Callosités



NASP DT 4880 120 HP
Dia twister - Grain rude



NASP DT 5880 115 HP
Dia twister - Très rude

Travail de base sur les callosités
Tige d'acier inoxydable et tête Diamant Galvanisé
Concentricité précise
Utiliser sèche ou humide



NASP 5893 050
Diamant Super



NASP 6894063
Diamant rude



NASP 8894 060
Diamant doux

Pour réduction de callosités spécialement pour les crevasses et fissures
Tige d'acier inoxydable et tête Diamant Galvanisé
Concentricité précise / À utiliser sèche ou humide



NASP HT 6880 150
Twister Grain mega - Gros



NASP HT 880 115
Twister Grain- Moyen



NASP HT 8880 115
Twister Grain Fin

L'Hybride TWISTER vous étonnera pour sa capacité d'élimination. **Deux matériaux extrêmement efficaces, le diamant et la céramique se combinent pour créer un nouveau grain hybride progressif.** Le côté abrasif du diamant pour une durée d'utilisation plus longue et une efficacité de coût plus grande; la céramique pour un taux plus élevé d'élimination

Fraises spécialisées - Réductrices d'ongles



NASP T 429 SPEED
Réducteur Rapide

Avec une coupe révolutionnaire et un embout sécuritaire, la nouvelle série de coupe T-SPEED en carbure de tungstène et un revêtement de triple titane produit des résultats optimums rapidement sans chaleur.

La gamme de coupe T-SPEED faite de carbure SNC a été développée pour le traitement d'ongles naturels épaissis et artificiels du matériel prosthétique. Une plus grande capacité abrasive, une vibration basse, lissant les surfaces, de longue durée et plus sécuritaire



NASP 854 050 HP
Réducteur Diamant (grand)

NSP 854 KR 040
Réducteur Diamant (moyen)

NSP 854 KR 033
Réducteur Diamant (petit)

Réduit délicatement les ongles épaissis et assure un travail de précision autour des ongles ainsi que le rebord

Tige en acier inoxydable avec tête de diamant galvanisé



NASP 85 RS 050 HP
Réducteur ongles épais

Réduit l'épaisseur des ongles présentant des onychomycoses avec hyperkératoses

Coupe droite et grossière avec tige et tête en acier inoxydable

é Fraises spécialisées – Limes



NASP 840 T 050
Lime pour ongles
(rude)

NASP 8840T 050
Lime pour ongles (fin)

Pour raccourcir les ongles
coupe sécuritaire à rebord
oblique minimisant les
blessures.

Acier inoxydable.
Diamant galvanisé



NASP 8840 S 055
Lime pour la plaque de
l'ongle (fin)

Réduit l'épaisseur des
ongles en douceur jusqu'au
repli latéral de l'ongle

Coupe sécuritaire à rebord
oblique minimisant les
blessures.

Acier inoxydable.
Diamant galvanisé



NASP 524 055 HP
Abrasif Petit



NASP 524 100
Abrasif Grand

Tête en corindon de qualité supérieure
Tige en acier inoxydable

À utiliser avec bagues de resserrement pour
les ongles (BRACE)

Adoucit la plaque de l'ongle et forme les bords
libres de l'ongle

Fraises spécialisées – Nettoyer & polir les ongles



NASP 648020 HP
Rose Abrasive

Corindon de haute
qualité pour les
ongles et cuticules



NASP 9628 060 HP
Pol Anthracite
Silicone

Pour la plaque
de l'ongle



NASP 9624 060 HP
Pol Khaki
Silicone

Pour la
brillance de
l'ongle

Fraises spécialités - Ongles et cors



NSP 8850 023
Diamant
moyen

Fraise à diamant pour réduire les callosités au repli latéral de l'ongle.
Tige d'acier inoxydable avec tête
Diamant galvanisé



NSP 8863 012
Diamant
Pointe fine



NSP 39RS 009 HP
Lime ongles
Incarnés

Réduction efficace
des aspérités sous
le bord libre de
l'ongle.
Tige et tête en
acier inoxydable



NSP 11RS 009 HP
Réd Cors Petit

NSP 11RS 018 HP
Réd Cors Large

Tête ronde haute
précision pour la
réduction des cors

Disponible en 2
formats



NSP 15XSM 016 HP
Réducteur cors
rond, or

Tête ronde haute
précision sécuritaire
pour la réduction des
cors. Titane triple
réduit la chaleur.
Enlèvement en
douceur des cors et
callosités péri unguéal

Boîtiers rangement des Fraises et stérilisation



NASP 5764
Boîtier pour fraises

Base en acrylique pouvant contenir 15 pièces.
Protègent les pièces en les maintenant dans
une position verticale



NASP 5772
Boîtier 'Steri Safe'

- Protège les pièces en fournissant un contenant hygiénique pour la stérilisation
- Peut contenir jusqu'à 24 pièces
- Fait de plastique de qualité durable
- Le couvercle ferme pour garder les pièces en place

B/S Bagues de resserrement

Technique révolutionnaire de resserrement pour la correction des ongles incarnés. Fait avec la fibre de verre renforcée duroplast, les bandes minces placées au-dessus de l'ongle corrige la courbure de l'ongle. La pression et la douleur sont éliminées immédiatement.



BS 010211
B/S Bagues de resserrement - kit avec applicateur magnétique

Kit Contient:

- 40 bagues de resserrement magnétique 2mm 10/ dans les formats 16, 18, 20, 22
- 5 bagues de resserrement d'essai format 18
- 1 B/S Adhésif de base 5 g
- 1 B/S Nettoyeur 25 ml
- 1 B/S Activateur 10 ml
- 3 B/S Applicateurs magnétiques (3 formats)
- 1 Manuel de l'utilisateur
- 1 Présentoir de comptoir
- 1 DVD 'Information'



BS 104011
B/S Bagues de resserrement Classique+ Set de départ

Kit Contient:

- 40 bagues de resserrement magn. 4mm 10/ dans les formats 16, 18, 20, 22
- 5 bagues de resserrement d'essai (18)
- 1 B/S Adhésif de base 5 g
- 1 B/S Nettoyeur 25 ml
- 1 B/S Activateur 10 ml
- 3 B/S Applicateurs magn. (3 formats)
- 1 Manuel de l'utilisateur
- 1 Présentoir de comptoir
- 1 DVD d'informations

Toutes les composantes peuvent être achetées séparément également



B/S Brace Clean-Ex 25 ml

Utilisé pour préparer l'ongle, améliore l'adhérence et enlève les contaminants du dessus de l'ongle.



B/S Brace Brush/Glue 5g

Est particulièrement conçu pour l'utilisation avec la bague de resserrement. Application simple, adhé-



B/S Brace Applicateurs Magnétique

Un aimant tient la bague de resserrement en place sur l'applicateur, ce qui facilite sa pose sur l'ongle.



B/S Brace Activateur Classic

L'Activateur est utilisé pour activer la colle et permettre à la bague de resserrement de durée plus longtemps. Facile à utiliser et sèche

Matériels professionnels pour le soin des pieds



Kansa Wand Massage

Pièce manuelle de massage Ayurveda – la poignée est en bois, la base est faite de ZINC, de CUIVRE et TRIPLE TITANE « tire » l'énergie négative de la plante du pied et l'acidité du pied et rééquilibre le chakras du pied. Excellent pour effectuer la réflexologie.



PEDI BOWL LARGE Large Bol en Acier Inox

Fait d'acier inoxydable de haute qualité, assez grand pour confortablement contenir toutes les grandeurs de pieds (16 « x7 »). Se désinfecte facilement. Excellente durabilité.



NASP - 953 Plateau de stérilisation

Plateau fait d'acier inoxydable pour la désinfection des instruments. Le plateau est amovible avec poignées, le couvercle s'insère facilement. Assez grand pour contenir vos limes, un ensemble d'instruments et des fraises.

